


Instructions for Use:

Enzymes Troubleshooting

دفترچه راهنمای استفاده از:

خطایابی آنزیم های

شرکت زیست فناوری کوثر



مشکل احتمالی	علت احتمالی	راه حل
	کیفیت پایین DNA	کیفیت و غلظت DNA را چک کنید DNA روی ژل آگارز بررسی نمایید یک DNA کنترل همزمان بررسی کنید پیوریفای DNA را بررسی کنید
	پایین بودن غلظت آنزیم	غلظت آنزیم به مقدار خیلی کم افزایش دهید
فقدان و یا میزان بسیار کم محصول PCR	حرارت دیدن آنزیم	آنزیم را در آخرین مرحله آماده سازی PCR، اضافه نمایید تا از آسیب احتمالی ممانعت بعمل آید
	غلظت پایین $MgCl_2$	غلظت $MgCl_2$ را افزایش دهید
	پایین بودن کیفیت dNTP Mix	از dNTP Mix باکیفیت بالا استفاده کنید. غلظت مناسب هر یک از آنها در PCR، $100 - 250 \mu M$ می باشد
	بهینه نبودن شرایط PCR	دمای Annealing را کاهش دهید تعداد Cycle را افزایش دهید

اطمینان حاصل نمایید که Final Extension انجام شده است		
پرایمر مجدداً طراحی کنید	نامناسب بودن طراحی پرایمر	
هر دو پرایمر باید در غلظت یکسان استفاده شوند	نامناسب بودن غلظت پرایمر	
غلظت مناسب پرایمر را بررسی کنید		
دمای Annealing را تنظیم نمایید	نامناسب بودن دمای Annealing	
زمان دناتوراسیون ۳۰-۶۰ ثانیه در دمای ۹۴-۹۵ درجه سانتیگراد در بیشتر موارد مناسب است و افزایش آن موجب تخریب DNA می شود	بالا بودن زمان Denaturation	
با گذاشتن PCR با یک نمونه کنترل به طور همزمان اطمینان حاصل کنید که پرایمرها تخریب نشده اند	نگهداری نامناسب پرایمر	
پرایمرها را همیشه در دمای ۱۵- تا ۲۵- درجه سانتیگراد ذخیره کنید		
دمای Annealing را با توجه به طول پرایمر افزایش دهید	پایین بودن دمای Annealing	مشاهده باند های اضافی و یا اسمیر
زمان Extension را تنظیم نمایید	نامناسب بودن زمان Extension	

هر دو پرایمر باید در غلظت یکسان استفاده شوند	نامناسب بودن غلظت و طراحی پرایمر
پرایمرها باید دمای ذوب یکسان داشته باشند	
DNA را در رقت های مختلف بررسی کنید	نامناسب بودن غلظت DNA
مقدار آنزیم را کاهش دهید	بالا بودن غلظت آنزیم
بکارگیری آنزیم های متناسب با تکثیر مناطق GC Rich	مناطق غنی از GC

اطلاعات تماس

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از فاطمی، خیابان مجلسی، پلاک ۴۱، طبقه ۳، شرکت زیست فناوری کوثر



۱۵۹۵۶۴۵۵۱۳



۰۲۱۸۸۹۳۹۱۵۰ - ۵-۸۸۹۳۰۱۴۳



۰۲۱۸۸۹۳۹۱۳۹



kbc@kawsar.ir



kawsar_biotech@yahoo.com

