


Instructions for Use:

# Troubleshooting

دفترچه راهنمای استفاده از:

خطایابی



| مشاهده نمونه         | راه حل  | علت احتمالی                    | مشکل احتمالی                                 |   |
|----------------------|---|--------------------------------|--|---|
| <a href="#">Pic1</a> | تکرار مجدد PCR با مقدار کم DNA  | مقدار بیش از حد DNA            | عدم بالانس پیک ها                            | ۱ |
|                      | تکرار مجدد PCR با تعداد سیکل مناسب  | تعداد سیکل بالای PCR           |  |   |
| <a href="#">Pic2</a> | رقیق کردن محصول PCR و خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer           | غلیظ بودن محصول PCR            | ارتفاع خیلی بلند پیک ها                      | ۲ |
| <a href="#">Pic3</a> | بررسی کیفیت DNA و در صورت نیاز استخراج مجدد DNA                             | تخریب یا خرد شدن DNA           | ارتفاع خیلی پایین پیک ها یا عدم تشخیص پیک ها | ۳ |
|                      | افزایش سیکل PCR   |                                |  |   |
|                      | تغییر رقت پرایمر با کم یا زیاد کردن مقدار آن در Master Mix و تکرار مجدد PCR | خطا در رقت پرایمر              |  |   |
|                      | تکرار مجدد PCR با مقدار DNA بیشتر   | پایین بودن مقدار DNA           |  |   |
|                      | افزایش سیکل PCR   |                                |  |   |
|                      | همگن کردن DNA بوسیله پیت میکس و اسپین کردن و تکرار مجدد PCR                 | DNA ناهمگن مورد استفاده در PCR |  |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| بررسی کیفیت DNA و در صورت لزوم تخلیص یا استخراج مجدد DNA با روش استاندارد              | مهارکننده های PCR                       |  |
| تغییر روش استخراج DNA  |   |  |
| Purify کردن DNA جهت بازیافتن کیفیت مناسب با روش استاندارد                              |   |  |
| رقیق کردن DNA و استفاده از غلظت مناسب DNA  |   |  |
| تکرار مجدد PCR و رعایت کردن موارد احتمالی از جمله آلودگی سطح کار به موادی همچون Bleach |   |  |
| الیکوت کردن اجزاء کیت به حجم های کمتر  | فریز و دفریز کردن بیش از حد اجزاء PCR   |  |
| ورتکس کردن تیوب حاوی Master Mix در حدود دو ثانیه و تکرار مجدد PCR                      | میکس ناهمگن اجزا تشکیل دهنده Master Mix |  |
| تکرار مجدد PCR و استفاده از مواد تازه  | انجام PCR با مواد تاریخ مصرف گذشته      |  |
| محصولات PCR را برای مدت طولانی و خارج از زمان تعیین شده ذخیره ننمایید.                 |   |  |

|             |  |   |                 |                                       |
|-------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|
|             | رفع کردن حباب موجود در تیوب PCR قبل از گذاشتن آن در دستگاه ترموسایکلر  | شکل گیری حباب هوا در تیوب PCR   |                 |                                       |
|             | وارد کردن پارامترهای درست برنامه و تکرار مجدد PCR  | پارامترهای نادرست برنامه دستگاه ترمو سايکلر   |                 |                                       |
|             | تمیز کردن چاهک های دستگاه PCR به صورت دوره ای  | عملکرد نادرست دستگاه ترمو سايکلر  |                 |                                       |
|             | در صورت رفع نشدن مشکل از دستگاه ترموسایکلر دیگری استفاده نمایید.   |   |                 |                                       |
| <b>Pic4</b> | فرد باید در کل محل های مورد بررسی در کیت تریزومی یا مونوزومی باشد و فقط با یک محل نمی توان تفسیر کرد.  | آلودگی، تریزومی کاذب یا Duplication (مناطق چند شکلی در توالی STR ها که باعث ایجاد الگوهای تریزومی در Diallelic یا Triallelic افراد سالم می شود) | در یک یا دو محل | مشاهده پیک آل اضافه برای مارکرهای STR |
|             | بررسی نمونه DNA به منظور مشخص شدن این که آیا این پلیمورفیسم از والدین به ارث رسیده یا جهش جدید (De novo) می باشد. (جهش جدید گاهی به علت Partial chromosome imbalance اتفاق می افتد. اگر جهش جدید رخ داده باشد، لازم است تا مطالعات سیتوژنتیکی بر روی آن انجام شود و بسیار مهم است که ثابت شود پلیمورفیسم مشاهده شده اهمیت بالینی ندارد، زیرا گاهی داپلیکیشن ها با اختلال یادگیری یا فیزیکی همراه هستند.) |   |                 |                                       |
|             | تکرار مجدد PCR   |   |                 |                                       |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| تکرار مجدد PCR در مواردی که آلودگی بیش از ۵۰٪ باشد.  | آلوده شدن نمونه جنینی با نمونه مادر   |  |  |  |
| بررسی همزمان نمونه DNA مادر و جنین   | آلوده شدن مواد موجود در کیت   |  |  |  |
| بررسی نمونه کنترل منفی یا نمونه فاقد DNA برای مشخص نمودن آلودگی احتمالی اجزاء کیت  | تشخیص اشتباه موزاییسم در نمونه های CVS در موارد Confined Placental Mosaicism (وجود تفاوت در ساختار کروموزومی جفت و جنین) و نمونه گیری نادرست از پرزهای جفتی |  |  |  |
| الیکوت کردن اجزاء کیت به منظور جلوگیری از آلودگی   |   |  |  |  |
| برای نمونه پرزهای جفتی، باید پرزهای جداگانه ( Dissociated villi) از مناطق مختلف همچون Cytotrophoblast و Mesodermal تهیه شود. در صورتی که نمونه کم باشد و یا کیفیت پایین داشته باشد، بررسی پرزهای تک قابل قبول است. |   |  |  |  |
| لازم است که نمونه CVS پرزهای جفتی با دقت زیاد و توسط کارشناس آموزش دیده از نمونه های مادری تفکیک شود. چنانچه نمونه موزاییسم تشخیص داده شود، تایید با منشاء جنین لازم است.  |   |  |  |  |
| CPM به راحتی قابل تشخیص نیست مگر اینکه هر دو نوع نمونه جفت و مایع آمنیوتیک برای تشخیص و یا تایید نتیجه استفاده شود.  |   |  |  |  |

|             |  |  |                             |   |  |
|-------------|--|--|-----------------------------|---|--|
|             | استفاده از تیپ استریل و دستکش یکبار مصرف در هر مرحله به طور جداگانه  | آلودگی یک نمونه با یک یا چند نمونه دیگر (DNA یا PCR Product)     | در بیش از دو محل            |   |  |
|             | ذخیره جداگانه مواد مورد استفاده و تفکیک فضای کار قبل و بعد از PCR طبق استانداردهای بین المللی  |  |                             |   |  |
|             | بررسی تمام انتقال های تیوب به تیوب توسط فرد دوم چنانچه نتیجه تست نرمال نباشد، تکرار PCR یا بررسی همزمان نمونه DNA مادر و جنین                    |  |                             |   |  |
|             | تمیز کردن محل کار را با وایتکس ۱۰٪ قبل از انجام هر آزمایش  |  |                             |   |  |
|             | تفکیک فضای کار قبل و بعد از PCR طبق استانداردهای بین المللی  |  |                             |   |  |
| <b>Pic5</b> | تغییر دمای Annealing یا Extension و تکرار مجدد PCR به علت- (PSPs) primer site polymorphisms تکثیر متفاوت و برخلاف انتظار ناشی از پلی مورفیسم     | وجود SNP و یا در موارد نادرتری وقوع جهش تازه در محل اتصال پرایمر | پدیده ADO (Allele Drop Out) | ۵ |  |
|             | انجام آزمایش بر روی والدین و مقایسه و تفسیر نتایج به دست آمده (در صورتی که در والدین SNP مشاهده نگردد، لازم است کیفیت DNA مورد بررسی قرار گیرد.) |  |                             |   |  |
|             | بهبود کیفیت DNA با Purify کردن یا تخلیص مجدد DNA با روش استاندارد  | کیفیت پایین DNA  |                             |   |  |

|                               |  |   |   |                            |
|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| <p><a href="#">Pic6-1</a></p> | <p>تمیز دادن Stutter bands از پیک های اصلی هنگام تفسیر نتایج توسط فرد آنالیز کننده (نسبت باند stutter برای هر مارکر STR چهار تایی معمولا کمتر از ۱۵ درصد ارتفاع پیک اصلی است البته با توجه به ماهیت توالی تکرار شونده این عدد می تواند متفاوت باشد).</p> | <p>سر خوردگی (Slippage) آنزیم DNA پلیمراز در قطعاتی که شامل توالی های تکراری می باشند باعث تولید محصولات اضافی می شوند که دقیقا یک تکرار کوچکتر یا بزرگتر از آلل STR اصلی می باشد.</p>  | <p>Stutter Bands</p>                                    | <p>محصولات غیر اختصاصی</p> |
| <p><a href="#">Pic6-2</a></p> | <p>خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer</p>   | <p>رنگ های اضافی ناشی از تجزیه برچسب های رنگ فلورسنت متصل به پرایمرها در محیط، لکه رنگی در الکتروفورگرام ایجاد می کنند که می توانند با هر ارتفاعی به شکل پیک های پهن تری نسبت به پیک اصلی تشکیل شوند و آن را بپوشانند و معمولا در محدوده سایز ۸۰ تا ۱۹۰ دیده می شوند.</p> | <p>Dye Blob</p>   |                            |
| <p><a href="#">Pic6-3</a></p> | <p>رقیق کردن محصول PCR و خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer</p> <p>Injection Time را کاهش دهید.</p> <p>کالیبراسیون مجدد دستگاه با ماتریکس مناسب و خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer</p>   | <p>مقدار بیش از حد DNA و به دنبال آن ارتفاع خیلی بالای پیک ها</p> <p>نامناسب بودن Injection Time</p> <p>عدم انتخاب Dye set مناسب برای دستگاه و یا عدم کالیبراسیون دستگاه</p>  | <p>Pull-up (دیده شدن سایه پیک اصلی روی سایر رنگ ها)</p> |                            |

|                         |  |                              |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| <a href="#">Pic6-4</a>  | خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer با ولتاژ مناسب                             | نوسان ولتاژ برق              | Spike (پیک)<br>های میخی<br>شکل در یک،<br>چند یا همه<br>رنگ ها) |
|                         | پیروی از روش های ارائه شده توسط شرکت سازنده دستگاه برای واکنش دهنده و بهینه کردن نمونه | حباب های هوا جزئی در کپیلاری |  |
|                         |  | کریستال در پلیمر             |  |
|                         |  | ماده فلورسنت در پلیمر        |  |
|                         |  | کریستال در فرمامید           |  |
| ماده فلورسنت در فرمامید |  |                              |  |
| <a href="#">Pic7</a>    | تکرار مجدد PCR با مقدار کم DNA   | مقدار بیش از حد DNA          | تکثیر رقابتی یا<br>Preferential Amplification                  |
|                         | تکرار مجد PCR با تعداد سیکل مناسب  | تعداد سیکل بالای PCR         |  |
|                         | بهینه سازی واکنش با استفاده از DNA هایی با ژنوتیپ مشخص (DNA Control)                   |                              |  |



|                      |   |   |  |   |
|----------------------|---|---|--|---|
| <a href="#">Pic8</a> | تکرار مجدد PCR با مقدار کم DNA  | در Final Extension ناقص، نوکلئوتید A توسط آنزیم Taq پلیمرز در انتهای 3' تمام محصولات PCR اضافه نمی شود.   | پدیده دو پیکی شدن                            | ۸ |
|                      | حصول اطمینان از کامل شدن مراحل Final Extension و افزایش زمان آن در صورت لزوم                            |   |  |   |
|                      | تکرار مجدد PCR با کاهش تعداد سیکل   |   |  |   |
| <a href="#">Pic9</a> | بررسی تنظیمات نرم افزار آنالیز  | سایز استاندارد هنگام Run تعریف نشده و یا انتخاب سایز استاندارد نادرست   | عدم وجود یا تشخیص سایز استاندارد توسط دستگاه | ۹ |
|                      | خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer با مقدار کمتر سایز استاندارد یا PCR Product                 | مقدار بیش از حد سایز استاندارد یا PCR Product   |  |   |
|                      | آماده سازی مجدد نمونه و خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer                                     | عدم وجود سایز استاندارد در well (چاهک)  |  |   |
|                      | آماده سازی نمونه جدید با رعایت مقدار مناسب DNA، نمک و Dye و خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer | کیپلاری کهنه، پلیمر کهنه، قطع جریان، نشستی، جایگزین شدن نمک، Dye و یا نمونه DNA با سایز استاندارد (در واقع به علت بالا بودن غلظت این مواد پیک اضافی در سایز استاندارد ایجاد می شود که باعث عدم تطبیق سایز استاندارد با نمونه می گردد) |  |   |

|   |  |  |  |    |
|---|--|--|--|----|
| <a href="#">Pic10</a>                                       | بررسی تنظیمات نرم افزار آنالیز   | تنظیمات مربوط به سایز استاندارد  | شناسایی نادرست پیک های سایز استاندارد                            | ۱۰ |
| <a href="#">Pic11</a>                                       | افزایش مدت زمان Run در تنظیمات دستگاه Genetic Analyzer   | Run کوتاه مدت  | Cut-off پیک های سایز استاندارد                                   | ۱۱ |
| <a href="#">Pic12</a>                                       | تعریف سایز ۷۰ جفت باز به بعد جهت خوانش نمونه ها در نرم افزار   | شروع شدن رنج آنالیز با Fragment هایی با قطعات کوتاه  | تعداد بالای پیک (نویز) در محدوده ۲۵ تا ۵۰ جفت باز ابتدایی        | ۱۲ |
| <a href="#">Pic13</a>                                       | خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer با مقدار بیشتر سایز استاندارد  | غلظت پایین سایز استاندارد  | ارتفاع خیلی پایین یا عدم وجود پیک های سایز استاندارد و پیک ال ها | ۱۳ |
|   | خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer با مقدار بیشتر نمونه   | حجم چاهک کمتر از 10 µL   |  |    |
|   | خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer همراه با حباب گیری چاهک ها   | ایجاد حباب یا حباب هایی در پایین چاهک  |  |    |
|   | تکرار مجدد Injection یا افزایش زمان Injection و در نهایت خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer   | مشکل در Injection (تزریق)  |  |    |
|   | تعریف ولتاژ و دمای مناسب برای قسمت الکتروفورز دستگاه زیرا تعریف کردن مقادیر پایین تر می تواند موجب تشکیل حباب در پلیمر گردد. همچنین اضافه کردن بافر جدید و حذف حباب از ستون و در نهایت خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer | Tubing blocked ناشی از ناخالصی بافر، بافر قدیمی، مقدار کم بافر یا عدم وجود بافر در نمونه و یا وجود حباب در پلیمر |  |    |
| خوانش مجدد نمونه در دستگاه Genetic Analyzer با کپیلاری جدید | کپیلاری کهنه یا معیوب  |  |  |    |


## عدم بالانس پیک ها



شکل شماره ۱: Pic1

همانطور که مشاهده می‌نمایید، هیچ بالانسی میان پیک‌ها برقرار نمی‌باشد. به‌طور مثال در ردیف اول (پیک‌های آبی رنگ)، محل AMXY دارای ارتفاعی در حدود ۴۰۰۰ می‌باشد در حالی که محل D7S820 با ارتفاعی در حدود ۴۰۰، محل‌های VWA و D21S11 با ارتفاعی در حدود ۱۰۰۰ و نهایتاً محل D3S1358 با ارتفاعی در حدود ۳۰۰ نشان می‌دهد.


## ارتفاع خیلی بلند پیک ها



شکل شماره ۲: Pic2

همانطور که مشاهده می نمایید تمامی پیک ها ارتفاعی در حدود ۸۰۰۰ دارند که ارتفاع نسبتا بالایی است و به دلایل ذکر شده ایجاد می گردد.


## ارتفاع خیلی پایین پیک ها یا عدم تشخیص پیک ها



شکل شماره ۳: Pic3

همانطور که مشاهده می نمایید در عکس سمت راست (جهت باز کردن این پنجره Size Match Editor می توانید به [راهنمای فرآیند کپیاری الکتروفورز](#) مراجعه فرمایید)، ارتفاع سائز استاندارد نرمال است در حالی که در **Result** نمونه (عکس سمت چپ)، ارتفاع پیک ها بسیار پایین بوده مانند محل AMXY و در بعضی محل ها مانند محل D7S620 کار نکرده است.

## مشاهده پیک آل اضافه برای مارکرهای STR



شکل شماره ۴: Pic4

همانطور که مشاهده می‌نمایید در اکثر محل‌ها عدم بالانس بین دو آلل یا بیش از دو پیک با ارتفاع متفاوت در مارکرها مشاهده می‌شود که این نتیجه نمی‌تواند نشان دهنده تریزومی باشد از آنجایی که نسبت مساحت پیک‌ها منطبق با تریزومی نیست و همچنین در تمامی کروموزوم‌ها این الگو دیده شده به علاوه در محل ارتفاع X دو برابر Y است. در نمونه‌های جنینی مذکور با بررسی نسبت بین محصول X و Y در محل AMXY میتوان مشخص نمود که نمونه غالب مربوط به جنین است یا مادر و در نمونه‌های جنینی مونث نتیجه باید با پروفایل مادر مقایسه شود. در محل D13S797 سه پیک دیده می‌شود (که با دایره قرمز رنگ نمایش داده شده است) که ارتفاع پیک میانی بلندتر از دو پیک دیگر می‌باشد که نشان دهنده آلل مشترک بین مادر و جنین است.


## پدیده ADO (Allele Drop Out)

از دست رفتن یک الل در طول تکثیر DNA بوسیله فرآیند PCR، Allelic dropout (ADO) می نامند که باعث می گردد فرد برای آن محل به طور غلط به جای هتروزیگوت، هموزیگوت تشخیص داده می شود.


جهت تشخیص ADO نمی توان به Result نمونه به تنهایی بسنده کرد و حتما باید با رسم هاپلوتایپ و مقایسه سائز الل های هر محل با پدر و مادر فرد پی به آن برد.

همانطور که مشاهده می نمایید در بررسی نمونه جنین که در مثال زیر آورده شده است با پدر و مادر آن و با رسم هاپلوتایپ مشخص گردیده که نمونه جنین در محل SD3.3 دارای یک پیک با سائز ۱۵۸ می باشد در حالی که نمونه مادر دارای دو پیک با سائزهای ۱۵۸ و ۱۶۷ و نمونه پدری دارای یک پیک با سائز ۱۷۰ می باشد که در نتیجه جنین F1 تنها یک الل با سائز ۱۵۸ از مادر خود دریافت کرده باشد و در واقع الل دیگر خود را طی پدیده ADO از دست داده است.

همچنین با بررسی جنین دیگر که همان پروفایل را دارد و این الل را از دست نداده است و دارای دو پیک با سائزهای ۱۵۸ و ۱۷۰ می باشد، موجب تایید این تشخیص می گردد.




شکل شماره ۴: نتیجه پدر و مادر ناقل HBB




شکل شماره ۵: نتیجه جنین ۱ و ۲ ناقل HBB





شکل شماره ۶: Pic5


## Stutter Bands



شکل شماره Y: Pic6-1

در یک STR با ۴ جفت باز می توان شاهد Stutter با ۴ جفت باز کوتاهتر یا بلندتر در اطراف باند اصلی بود. همانطور که مشاهده می نمایید، در محل D21S1411 یک پیک اصلی با سایز ۳۵۸ وجود داشته و در دوطرف آن دو Stutter (که با دایره قرمز رنگ نمایش داده شده است) با سایز های ۳۵۴ و ۳۶۲ می باشد.


## Dye Blob



شکل شماره 2: Pic6-2

همانطور که در شکل مشاهده می‌نمایید به دلیل رنگ اضافه، پیک پهنی (که با دایره قرمز رنگ نمایش داده شده) تشکیل شده است. در این Result نمونه این پیک در محدوده خارج از محل‌های کیت تشکیل گردید بنابراین مشکلی ایجاد نمی‌نماید اما این امکان وجود دارد که در محل‌ها و بر روی پیک اصلی شکل گیرد.

## Pull-up




شکل شماره ۸: Pic6-3

Pull-up در واقع یک مشکل نرم افزاری است که در عدم تمایز بین رنگ های مختلف استفاده شده در طول تست ایجاد می گردد.

به طور مثال یک پیک مشاهده شده در یک رنگ (پیک مشکی رنگ محل D5S818 با سایز ۱۷۱ در Result بالا) توسط سنسور برای یک رنگ دیگر (پیک سوم محل D19S433 با سایز ۱۷۱)، ثبت می شود و پیک دومی را ایجاد می کند که اصلی نمی باشد و به عنوان سایه در نظر گرفته می شود. این پیک ها می تواند از ارتفاع قابل توجهی به عنوان یک آلل واقعی برخوردار باشد و این خطر وجود دارد که به عنوان پیک اصلی توسط کاربر تشخیص داده شود و منجر به خطا در تشخیص شود. بنابراین ضروری است که در حین آنالیز به آن ها توجه شود.


## Spike



شکل شماره ۹: Pic6-4

همانطور که مشاهده می‌نمایید Spike به صورت یک پیک میخی است و کاملاً با شکل پیک طبیعی که دارای قله می‌باشد متفاوت است. به طور کلی این رخداد در یک موقعیت یکسان و در همه رنگ‌ها دیده می‌شود. اگرچه که می‌تواند در یک رنگ مشاهده شود.


## تکثیر رقابتی یا Preferential Amplification



شکل شماره ۱۰: Pic7

تکثیر رقابتی هنگامی رخ می دهد که دو پیک در حدود ۲۰ جفت باز یا بیشتر از یکدیگر فاصله داشته باشند و ارتفاع پیک سمت چپ در مقایسه با پیک سمت راست اختلاف آشکاری داشته باشد. بنابراین با راه حل ارائه شده می توان این مشکل را رفع کرد. به طور مثال همانطور که در شکل مشاهده می نمایید در محل SE33 دو پیک اصلی در حدود ۷۰ جفت باز با یکدیگر فاصله داشته و این موجب افزایش ارتفاع پیک سمت چپ (با ارتفاع ۲۶۵۶) در مقایسه با پیک سمت راست (با ارتفاع ۱۴۵۲) شده است. همچنین در محل D18S51 دو پیک با اختلاف ۳۰ جفت باز، پیک سمت چپ دارای ارتفاعی دو برابر پیک سمت راست را نشان می دهد.


### پدیده دو پیکی شدن



شکل شماره ۱۱: Pic8

همانطور که مشاهده می‌نمایید دو پیکی شدن با دایره قرمز رنگ نمایش داده شده است. در این واقع یکی از پیک‌ها را با توجه به سایز و ارتفاع آن به عنوان پیک اصلی در نظر گرفته و دیگری حذف می‌گردد.

## عدم وجود یا تشخیص سایز استاندارد توسط دستگاه



شکل شماره ۱۲: Pic9


همانطور که مشاهده می نمایید در پنجره Size Match Editor (عکس سمت راست) سایز استاندارد تعریف نشده است بنابراین به طبع هنگام باز کردن پنجره Result نمونه (عکس

سمت چپ) با پیغام No Sizing Data مواجه می شوید.

جهت باز کردن پنجره Size Match Editor می توانید به [راهنمای فرآیند کیپلاری الکتروفورز](#) مراجعه فرمایید.




## شناسایی نادرست پیک های سایز استاندارد



شکل شماره ۱۳: Pic10

همانطور که مشاهده می نمایید در پنجره Size Match Editor (عکس سمت راست) پیک های سایز استاندارد مشاهده شده است در حالی که به هنگام باز کردن پنجره Result نمونه، پیک ها در رنج تعریف شده به عنوان پتل قرار نگرفته اند. بنابراین سایز استاندارد در نرم افزار نیاز به اصلاح دارد. جهت باز کردن پنجره Size Match Editor می توانید به [راهنمای فرآیند کیپلاری الکتروفورز](#) مراجعه فرمایید.


## بیک های سایز استاندارد Cut-off



شکل شماره ۱۴: Pic11

همانطور که مشاهده می نمایید در پنجره Size Match Editor (عکس سمت راست)، سایز استاندارد از سایز ۳۵۰ به بعد کار نکرده است و در اصطلاح cut off شده است. بنابراین Result نمونه (عکس سمت چپ) پیغام No Sizing Data را نمایش می دهد.


## تعداد بالای پیک (نویز) در محدوده ۲۵ تا ۵۰ جفت باز ابتدایی



شکل شماره ۱۵: Pic12

همانطور که مشاهده می‌نمایید در قسمت ابتدایی Result نمونه در محدوده ۲۵ تا ۵۰ جفت باز که با دایره قرمز رنگ مشخص گردیده، پیک‌ها را جهت آنالیز مورد بررسی قرار نداده که در واقع پرایمر و پرایمر دایمر است و به عنوان نویز محسوب می‌شود.

## ارتفاع خیلی پایین یا عدم وجود پیک های سایز استاندارد و پیک ال ها



شکل شماره ۱۶: Pic13

همانطور که مشاهده می نمایید علاوه بر اینکه سایز استاندارد در پنجره Size Match Editor (عکس سمت راست) به خوبی کار نکرده است هیچ داده ای هم در پنجره Result نمونه (عکس سمت چپ) مشاهده نمی گردد و پیغام No Sizing Data را مشاهده می کنید.

جهت باز کردن پنجره Size Match Editor می توانید به [راهنمای فرآیند کپیلاری الکتروفورز](#) مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده [راهنمای آموزش تخصصی آنالیز](#) بر روی لینک کلیک نمایید.

## اطلاعات تماس

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از فاطمی، خیابان مجلسی، پلاک ۴۱، طبقه ۳، شرکت زیست فناوری کوثر



۱۵۹۵۶۴۵۵۱۳



۰۲۱۸۸۹۳۹۱۵۰ - ۵-۸۸۹۳۰۱۴۳



۰۲۱۸۸۹۳۹۱۳۹



kbc@kawsar.ir



kawsar\_biotech@yahoo.com